


유세포분석용 토끼 항인간 Cd201/Epcr 단클론 항체 - Q9Unn8

품목 번호: CM0008301



소개

인간 CD201/EPCR을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포분석에서 검증되었습니다. 지혈 연구에서 단백질 C 항응고 경로 및 내피 세포 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD201/EPCR 단클론 항체
비고/별칭	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; 단백질 C 수용체
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	10544
유전자 ID	10544
면역원	재조합 단백질 인간 CD201/EPCR (NP_006395.2)의 아미노산 18-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UNN8
단백질 분자량	26kDa
배송 방식	아이스 팩