


유세포 분석용 토끼 항인간 CD201/Epcr 단클론 항체 - Q9Unn8

품목 번호: CM0008533



소개

인간 CD201/EPCR에 대한 토끼 재조합 단클론 항체로, 유세포 분석을 위해 로 접합되었습니다. 내피세포에서 내인성 CD201/EPCR을 검출합니다. 지혈 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD201/EPCR mAb
비고/별칭	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; 단백질 C 수용체
종	인간
유전자 ID	10544
면역원	인간 CD201/EPCR (NP_006395.2)의 아미노산 18-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UNN8
단백질 분자량	26kDa
배송 방식	아이스백