


Rabbit Anti-Human Cd201/Epcr 단일클론항체 - 유세포분석용 - Q9Unn8

품목 번호: CM0004546



소개

으로 접합된, 인간 CD201/EPCR을 표적으로 하는 토끼 단일클론항체로, 유세포분석에 대해 검증되었습니다. 내피세포의 단백질 C 항응고 경로, 응고 연구 및 지혈 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	설명
제품명	Rabbit anti-Human CD201/EPCR mAb
비고/별칭	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; protein C receptor
종	인간
GeneID (인간)	10544
GeneID	10544
면역원	재조합 단백질 / 인간 CD201/EPCR (NP_006395.2)의 아미노산 18-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용	유세포분석(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UNN8
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백