


Rabbit Anti-Human Cd206/Mmr Monoclonal Antibody For Fc - P22897

품목 번호: CM0011747



소개

유세포 분석용 인간 CD206/MMR를 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체. 재조합 세포외 도메인에 대해 설계되었으며, 인간 샘플의 대식세포 만노스 수용체 검출에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD206/MMR mAb
비고/별칭	MMR; hMR; CD206; MRCIL1; CLEC13D; CLEC13DL; bA54H19.1
종 (Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	4360
GeneID	4360
면역원 (Immunogen)	인간 만노스 수용체/CD206 (NP_002429.1)의 아미노산 19-1389에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원 (Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성 (Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P22897
단백질 분자량	166kDa
배송 (Shipping)	아이스백 (Ice bag)