


Fc용 Rabbit Anti-Human Cd206/Mmr 단클론 항체 - P22897

품목 번호: CM0008122



소개

유세포 분석용 접합 Rabbit anti-Human CD206/MMR 단클론 항체. 인간 대식세포 만노스 수용체 1을 표적으로 하며, FC에 대해 검증되었습니다. 면역종양학 및 감염성 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD206/MMR mAb
비고/별칭	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541119.1
종	인간
유전자 ID	4360
면역원	인간 Mannose Receptor/CD206(NP_002429.1)의 아미노산 19-1389에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	Rabbit
분류	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P22897
단백질 분자량	166kDa
배송	아이스팩