


토끼 항-인간 Cd213A1/IL-13Rα1 단일클론 항체(Fc용) - P78552

품목 번호: CM0011407



소개

에 접합된 인간 IL-13Rα1(CD213a1)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포분석법으로 검증되었습니다. 면역 및 암 연구에서 IL13/IL4 수용체 신호전달을 조사하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD213a1/IL-13Rα1 mAb
비고/별칭	IL13RA1; CD213A1; CT19; IL-13Ra; NR4; 인터루킨-13 수용체 소단위 알파-1
종	인간
GeneID (인간)	3597
GeneID	3597
면역원	인간 CD213a1/IL-13Rα1의 아미노산 29-343에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001551.1)
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	유세포분석(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	P78552
단백질 중량	31kDa/48kDa
배송	아이스팩