


Rabbit Anti-Human Cd213A1/IL-13Rα1 단일클론항체 (유세포 분석용) - P78552

품목 번호: CM0008290



소개

인간 CD213a1/IL-13Rα1을 표적하는 로 접합된 토끼 단일클론항체로, 유세포 분석에 대해 검증됨. 세포외 도메인에 결합하며, 면역학 및 사이토카인 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD213a1/IL-13Rα1 단일클론항체
비고/별칭	IL13RA1; CD213A1; CT19; IL-13Ra; NR4; 인터루킨-13 수용체 서브유닛 알파-1
종 특이성	인간
유전자 ID (인간)	3597
유전자 ID	3597
면역원	인간 CD213a1/IL-13Rα1 (NP_001551.1)의 아미노산 29-343에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	유세포 분석
교차 반응성	인간
SWISS	P78552
단백질 분자량	31kDa/48kDa
배송 조건	아이스백