

Rabbit Anti-Human Cd215/Il-15R Alpha 단일클론항체 (Fc용) - Q13261

품목 번호: CM0003997



소개

유세포 분석용 인간 CD215/IL-15 수용체 알파를 표적하는 고친화도 접합 토끼 단일클론항체. 인간 샘플에서 검증되었으며, 면역세포 수용체 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD215/IL-15R alpha mAb
비고/별칭	CD215
종	인간
유전자 ID (인간)	3601
유전자 ID	3601
면역원	인간 CD215/IL-15R alpha (NP_002180.1)의 아미노산 31-205에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
범주	단일클론항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q13261
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백