

유세포 분석용 Rabbit Anti-Human Cd215/Il-15R Alpha 단일클론 항체 - Q13261

품목 번호: CM0011055



소개

인간 CD215/IL-15R alpha를 표적으로 하는 로 접합된 토끼 단일클론 항체입니다. FC 적용에 대해 검증되었습니다. 면역 신호 전달에 관여하는 고친화성 IL-15 수용체입니다. 면역학 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD215/IL-15R alpha mAb
비고/별칭	CD215
종	인간
GeneID	3601
면역원	인간 CD215/IL-15R alpha (NP_002180.1)의 아미노산 31-205 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q13261
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백