

유세포측정용 토끼 항인간 CD215/IL-15R 알파 단클론 항체 - Q13261

품목 번호: CM0010342



소개

인간 CD215/IL-15R 알파(IL15RA)에 대한 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포측정에서 검증되었습니다. 단백질 분자량 15-28 kDa인 인간 수용체를 인식하며, 면역 신호 전달 및 수용체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD215/IL-15R 알파 mAb
비고/별칭	IL15RA; CD215; 인터루킨-15 수용체 서브유닛 알파
반응 종	인간
GeneID	3601
면역원	인간 CD215/IL-15R 알파(NP_002180.1)의 아미노산 31-205에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포측정)
교차 반응성	인간
SWISS	Q13261
단백질 분자량	15-28kDa
배송 방식	아이스백