


토끼 항-인간 Cd22 단일클론 항체(유세포 분석용) - P20273

품목 번호: CM0006086



소개

유세포 분석용 결합 토끼 항-인간 CD22 단일클론 항체. B세포 수용체 CD22(95 kDa)와 반응하며, B세포 신호 전달 및 접착에 관여하는 Siglec 계열의 구성원입니다. B세포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD22 mAb
비고/별칭	CD22; SIGLEC-2; SIGLEC2; CD22 분자
종	인간
GeneID(인간)	933
GeneID	933
면역원	재조합 단백질 인간 CD22(NP_001762.2)의 아미노산 20-687에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P20273
단백질 분자량	95kDa
배송	아이스팩