

Rabbit Anti-Human Cd22 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P20273

품목 번호: CM0005724



소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 CD22 (Siglec-2)를 표적합니다. B-림프구에서의 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었습니다. 재조합 면역원 (aa 20-687). 면역표현형 분석 및 B세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD22 mAb
비고/별칭	SIGLEC2; SIGLEC-2
종 (Species)	Human (인간)
유전자 ID (인간)	933
유전자 ID	933
면역원 (Immunogen)	인간 CD22 (NP_001762.2)의 아미노산 20-687에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원 (Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성 (Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P20273
단백질 분자량	95kDa
배송 (Shipping)	아이스 백 (Ice bag)