

Rabbit Anti-Human Cd225/Ifitm1 단일클론항체 (세포내 유세포분석용) - P13164

품목 번호: CM0009556

소개

로 접합된 인간 CD225/IFITM1에 대한 토끼 단일클론항체로, 세포내 유세포분석용입니다. 항바이러스 및 암 연구에 이상적이며, 인간 샘플과 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD225/IFITM1 mAb
비고/별칭	9-27; CD225; IFI17; LEU13; DSPA2a
종	인간
유전자 ID	8519
면역원	인간 CD225/IFITM1 (NP_003632.4)의 아미노산 1-80 내 서열을 포함하는 제조함 용합 단백질.
원산지	토끼
분류	단일클론항체
응용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P13164
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스팩