


토끼 항-인간 Cd226/Dnam-1 단일클론 항체(유세포 분석용) - Q15762

품목 번호: CM0007986



소개

인간 CD226/DNAM-1을 표적으로 하며 유세포 분석에 대해 검증된 고성능 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 면역종양학 연구에서 NK 세포 및 T 세포 매개 세포독성을 연구하는 데 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD226/DNAM-1 mAb
비고/별칭	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLI5A1
종	인간
GeneID (인간)	10666
GeneID	10666
면역원	인간 CD226/DNAM-1의 아미노산 19-247에 해당하는 서열(NP_006557.2)을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q15762
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스팩