


## 유세포 분석용 Rabbit Anti-Human Cd228/Mfi2 단일클론 항체 - P08582

품목 번호: CM0012084



### 소개

유세포 분석용 로 접합된 토끼 단일클론 항-인간 CD228/MFI2 (멜라노트랜스페린) 항체입니다. 인간 시료에서 32/80 kDa 단백질을 검출합니다. 흑색종, 태아 조직 및 철 수송 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | Rabbit anti-Human CD228/MFI2 단일클론 항체                               |
| 비고/별칭       | MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97                                      |
| 종           | 인간                                                                 |
| GeneID (인간) | 4241                                                               |
| GeneID      | 4241                                                               |
| 면역원         | 인간 CD228/MFI2 (NP_005920.2)의 아미노산 20-708에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                                 |
| 범주          | 단일클론 항체                                                            |
| 응용 분야       | 유세포 분석                                                             |
| 교차 반응성      | 인간                                                                 |
| SWISS       | P08582                                                             |
| 단백질 분자량     | 32kDa/80kDa                                                        |
| 배송          | 아이스백                                                               |