

토끼 항-인간 Cd228/Mfi2 단일클론 항체, 유세포 분석용 - P08582

품목 번호: CM0011127



소개

인간 CD228/멜라노트랜스페린(MFI2)을 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 흑색종 및 철 대사 연구에 이상적입니다. 인간과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD228/MFI2 mAb
비고/별칭	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
종	인간
유전자 ID(인간)	4241
유전자 ID	4241
면역원	재조합 단백질, 인간 CD228/MFI2의 아미노산 20~708에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_005920.2).
항체 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P08582
단백질 분자량	32kDa/80kDa
배송	아이스팩