

토끼 항-인간 Cd228/Mfi2 단일클론 항체, 유세포 분석용 - P08582

품목 번호: CM0008363



소개

유세포 분석용 인간 CD228/MFI2(멜라노트랜스페린, p97)를 표적하는 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 흑색종 관련 항원 및 철 수송체를 인식하며, 인간 샘플에 적합합니다. P08582.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD228/MFI2 단일클론 항체
비고/별칭	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
종	인간
GeneID(인간)	4241
GeneID	4241
면역원	인간 CD228/MFI2(NP_005920.2)의 아미노산 20-708에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
동물 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P08582
단백질 분자량	32kDa/80kDa
배송	아이스팩