


Rabbit Anti-Human Cd235A/Glycophorin A Mab For Fc - P02724

품목 번호: CM0008434



소개

가 접합된 인간 CD235a/Glycophorin A를 표적하는 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석에 대해 검증되었으며, 인간과 반응합니다. 주요 적혈구 막 단백질, MN 혈액형 항원입니다. 혈액 연구 및 감염병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD235a/Glycophorin A mAb
비고/별칭	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPErik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
종	인간
GeneID (Human)	2993
GeneID	2993
면역원	인간 CD235a (NP_002090.4)의 아미노산 20-91에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	P02724
단백질 분자량	13kDa/16kDa
배송	아이스백