


Rabbit Anti-Human Cd235A/Glycophorin A Monoclonal Antibody For Fc - P02724

품목 번호: CM0008475



소개

유세포 분석용 인간 CD235a/글리코포린 A를 표적하는 접합 토끼 단일클론 항체. 인간 샘플에서 검증됨. MN 혈액형 항원을 가진 주요 적혈구 막 단백질.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD235a/Glycophorin A mAb
비고/별칭	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPErik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
종	Human
유전자 ID (인간)	2993
유전자 ID	2993
면역원	재조합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	Human
SWISS	P02724
단백질 분자량	13kDa/16kDa
배송	아이스 팩