


Rabbit Anti-Human Cd235A/Glycophorin A 단일클론항체 For Fc - P02724

품목 번호: CM0011533



소개

유세포 분석용 인간 CD235a/Glycophorin A (GYPA)를 표적하는 로 표지된 토끼 단일클론항체. 인간 샘플과 교차반응; 적혈구 막 및 혈액형 항원 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD235a/Glycophorin A mAb
비고/별칭	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GP _E erik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
종	인간
GeneID (인간)	2993
GeneID	2993
면역원	재조합 단백질 (인간 CD235a/Glycophorin A (NP_002090.4)의 아미노산 20-91에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P02724
단백질 분자량	13kDa/16kDa
배송	아이스백