


인간 Cd235A/글리코포린 A에 대한 토끼 단클론 항체 (Fc용) - P02724

품목 번호: CM0005385



소개

유세포 분석에서 검증된 인간 글리코포린 A(CD235a)에 특이적인 고품질 토끼 단클론 항체입니다. 적혈구 막 연구, 혈액형 항원 연구, 숙주-병원체 상호작용 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD235a/글리코포린 A 단클론 항체
비고/별칭	MN, GPA, MNS, GPSAT, PAS-2, CD235a, GP ^{ERik} , HGpMiV, HGpMiXI, HGpSta(C)
반응 종	인간
유전자 ID	2993
면역원	인간 CD235a/글리코포린 A (NP_002090.4)의 아미노산 20-91번을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	P02724
단백질 분자량	13kDa/16kDa
배송 방식	아이스백