

유세포 측정용 토끼 항인간 CD239/Bcam 단클론 항체 - P50895

품목 번호: CM0009370



소개

인간 CD239/BCAM을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 측정(FC)에서 검증되었으며, 라미닌 결합 및 세포 이동에 관여하는 67kDa 세포 접착 분자인 인간 CD239와 특이적으로 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD239/BCAM 단클론 항체
비고/별칭	BCAM; AU; CD239; LU; MSK19; 기저 세포 접착 분자
반응 종	인간
GeneID (인간)	4059
GeneID	4059
면역원	인간 CD239/BCAM (NP_005572.2)의 아미노산 32-547에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P50895
단백질 분자량	67kDa
배송 방법	아이스 팩