

## 유세포 측정용 토끼 항인간 CD239/Bcam 단클론 항체 - P50895

품목 번호: CM0008091



### 소개

인간 CD239/BCAM을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 측정에서 검증되었습니다. 암 및 면역학 연구에서 세포 접착, 이동 및 루터란 혈액형 항원 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | 토끼 항인간 CD239/BCAM 단클론 항체                                           |
| 비고/별칭      | BCAM                                                               |
| 반응 종       | 인간                                                                 |
| 유전자ID (인간) | 4059                                                               |
| 유전자ID      | 4059                                                               |
| 면역원        | 인간 CD239/BCAM (NP_005572.2)의 아미노산 32-547에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원         | 토끼                                                                 |
| 카테고리       | 단클론 항체                                                             |
| 적용 분야      | FC (유세포 측정)                                                        |
| 교차 반응성     | 인간                                                                 |
| SWISS      | P50895                                                             |
| 단백질 분자량    | 67kDa                                                              |
| 배송 방식      | 아이스 팩                                                              |