

토끼 항-인간 Cd24 단일클론항체 (If/Icc, Fc용) - P25063

품목 번호: CM0005305

소개

인간 CD24에 대한 재조합 토끼 단일클론항체로, 에 직접 결합되어 있습니다. 면역형광염색 및 유세포 분석을 위해 검증되었습니다. B세포 활성화 및 면역 반응을 조절하는 GPI 앵커 당단백질을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD24 단일클론항체
비고/별칭	CD24A; CD24
종	인간
유전자 ID	100133941
면역원	인간 CD24의 아미노산 1-80 서열에 해당하는 합성 펩타이드 (NP_037362.1)
출처	토끼
카테고리	단일클론항체
응용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	인간
SWISS	P25063
단백질 무게	8kDa; 13kDa
배송	아이스팩