

Rabbit Anti-Human Cd24 Monoclonal Antibody For Fc - P25063

품목 번호: CM0008637

소개

유세포 분석용 접합 토끼 키메라 항인간 CD24 단일클론 항체. FC에 대해 검증되었으며, B세포 활성화 및 세포 분화에 관여하는 인간 CD24를 인식합니다. 단백질 분자량은 8kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD24 mAb
비고/별칭	CD24A
종 (Species)	Human
GeneID (Human)	100133941
GeneID	100133941
면역원 (Immunogen)	인간 CD24 (NP_037362.1)의 아미노산 1-80 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원 (Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC
교차 반응성 (Cross Reactivity)	Human
SWISS	P25063
단백질 분자량 (Protein Weight)	8kDa
배송 (Shipping)	아이스백 (Ice bag)