

유세포 측정용 토끼 항인간 Cd244/2B4 단클론 항체 - Q9Bzw8

품목 번호: CM0009571

소개

유세포 측정용 인간 CD244/2B4 (SLAMF4)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 자연살해세포 및 T 세포 서브셋에 특이적이며, 인간 샘플에서 검증되었습니다. 면역세포 프로파일링 및 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD244/2B4 mAb
비고/별칭	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; CD244 분자
종	인간
GeneID (인간)	51744
GeneID	51744
면역원	인간 CD244/2B4 (NP_001160135.1)의 아미노산 22-221에 해당하는 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용	FC (유세포 측정)
교차 반응성	인간
SWISS	Q9BZW8
단백질 분자량	30kDa/36kDa/41kDa
배송	아이스 팩