

유세포 분석용 토끼 항-인간 CD244/2B4 단일클론 항체 - Q9Bzw8

품목 번호: CM0010537

소개

인간 CD244/2B4를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 면역원: 재조합 단백질 (aa 22-221). NK 세포 수용체를 인식하며, 선천성/적응성 면역 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD244/2B4 mAb
비고/별칭	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; CD244 분자
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	51744
유전자 ID	51744
면역원	인간 CD244/2B4 (NP_001160135.1)의 아미노산 22-221 내 서열에 상응하는 재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q9BZW8
단백질 분자량	30kDa/36kDa/41kDa
배송	아이스 백(Ice bag)