

Rabbit Anti-Human Cd263/Trail-R3 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - O14798

품목 번호: CM0012133

소개

접합 토끼 단일클론 항체로, TRAIL 유도 세포자멸사를 억제하는 유인 수용체인 인간 CD263/TRAIL-R3 (TNFRSF10C)를 표적합니다. 유세포 분석에 대해 검증되었으며, 세포자멸사 및 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD263/TRAIL-R3 mAb
비고/별칭	TNFRSF10C; CD263; DCR1; DCR1-TNFR; LIT; TRAIL-R3; TRAILR3; TRID; TNF receptor superfamily member 10c
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	8794
GeneID	8794
면역원(Immunogen)	인간 CD263/TRAIL-R3 (NP_003832.3)의 아미노산 26-235에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	O14798
단백질 분자량	27kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)