

유세포 측정용 토끼 항인간 Cd26/Dpp4 Mab - P27487

품목 번호: CM0004425



소개

유세포 측정용 토끼 항인간 CD26/DPP4 단클론 항체입니다. 면역 조절 및 세포 부착에 관여하는 T세포 활성화 항원이자 디펩티딜 펩티다아제 IV인 인간 CD26을 인식합니다. 재조합 토끼 단클론 항체, UniProt P27487.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD26/DPP4 mAb
비고/별칭	CD26; ADABP; ADCP2; DPP4; TP103
종	인간
GeneID (인간)	1803
GeneID	1803
면역원	인간 CD26/DPP4 (NP_001926.2)의 아미노산 29-766에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 측정)
교차 반응성	인간
SWISS	P27487
단백질 분자량	88kDa
배송 방식	아이스 팩