

## Rabbit Anti-Human Cd26/Dpp4 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P27487

품목 번호: CM0005478



### 소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 CD26/DPP4를 표적합니다. 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. T세포 활성화, 디펩티딜 펩티다제 연구 및 MERS-CoV 수용체 연구에 적합합니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수        | 값                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | Rabbit anti-Human CD26/DPP4 mAb                                          |
| 비고/별칭       | DPP4; ADABP; ADCP2; CD26; DPPIV; TP103; dipeptidyl peptidase 4           |
| 종           | 인간(Human)                                                                |
| GeneID (인간) | 1803                                                                     |
| GeneID      | 1803                                                                     |
| 면역원         | 재조합 단백질 인간 CD26/DPP4(NP_001926.2)의 아미노산 29-766에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                               |
| 카테고리        | 단일클론 항체                                                                  |
| 응용          | FC                                                                       |
| 교차 반응성      | 인간(Human)                                                                |
| SWISS       | P27487                                                                   |
| 단백질 분자량     | 88kDa                                                                    |
| 배송          | 아이스백                                                                     |