

Rabbit Anti-Human Cd27 Monoclonal Antibody For Fc - P26842

품목 번호: CM0009753



소개

유세포 분석용 인간 CD27 (TNFRSF7)를 타겟팅하는 접합 토끼 단일클론 항체. 면역원: 재조합 단백질 (aa 21-192). T세포, B세포 및 NK세포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD27 mAb
비고/별칭	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
종 (Species)	Human (인간)
유전자 ID (Human)	939
유전자 ID	939
면역원	재조합 단백질 (인간 CD27의 아미노산 21-192)
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	FC (유세포 분석)
교차 반응성	Human (인간)
SWISS	P26842
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)