

Rabbit Anti-Human Cd27 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P26842

품목 번호: CM0012466



소개

유세포 분석(Flow Cytometry)용으로 검증된 인간 CD27을 표적하는 접합 토끼 단일클론 항체. T 세포 활성화에 관여하는 공동 자극 수용체; 면역 종양학 연구에 적합합니다. - P26842

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD27 mAb
비고/별칭	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
종 (Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	939
GeneID	939
면역원 (Immunogen)	인간 CD27 (NP_001233.2)의 아미노산 21-192에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원 (Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성 (Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P26842
단백질 분자량	29kDa
배송 (Shipping)	아이스백 (Ice bag)