

Rabbit Anti-Human Cd27 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P26842

품목 번호: CM0011684



소개

유세포 분석(Flow cytometry)에 대해 검증된 토끼 단일클론 항-인간 CD27 항체 (컨쥬게이트). T 세포, NK 세포 및 B 세포에 존재하는 공동자극 면역 수용체인 CD27/TNFRSF7을 검출합니다. 인간 CD27과 교차 반응합니다. 면역원: 재조합 인간 CD27 (aa 21-192).

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD27 mAb
비고/별칭	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
종 (Species)	Human (인간)
GeneID (인간)	939
GeneID	939
면역원 (Immunogen)	재조합 단백질 인간 CD27 (NP_001233.2)의 아미노산 21-192에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원 (Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성 (Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P26842
단백질 분자량	29kDa
배송 (Shipping)	아이스백 (Ice bag)