

Rabbit Anti-Human Cd270/Hvem Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q92956

품목 번호: CM0012688



소개

유세포 분석용 인간 CD270/HVEM을 표적하는 ABflo 488 토끼 단일클론 항체. B 세포, T 세포 및 단핵구의 TNFRSF14를 표적하며, 면역학, 전염병 및 암 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD270/HVEM mAb
비고/별칭	TNFRSF14; ATAR; CD270; HVEA; HVEM; LIGHTR; TR2; TNF receptor superfamily member 14
종(Species)	Human
GeneID (Human)	8764
GeneID	8764
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 CD270/HVEM(NP_003811.2)의 아미노산 39-162에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	Q92956
단백질 분자량	21kDa/30kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)