

Rabbit Anti-Human Cd270/Hvem Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q92956

품목 번호: CM0005704



소개

인간 CD270/HVEM (TNFRSF14)을 타겟으로 하고 에 접합된 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 면역 세포 신호 전달, 헤르페스바이러스 진입 및 면역 체크포인트 조절에 관여하는 TNF 수용체 슈퍼패밀리 멤버 14를 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD270/HVEM mAb
비고/별칭	TNFRSF14; ATAR; CD270; HVEA; HVEM; LIGHTR; TR2; TNF receptor superfamily member 14
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	8764
GeneID	8764
면역원(Immunogen)	인간 CD270/HVEM (NP_003811.2)의 아미노산 39-162에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	Q92956
단백질 분자량(Protein Weight)	21kDa/30kDa
배송(Shipping)	Ice bag (아이스백)