


유세포 측정용 토끼 항인간 Cd271/Ngfr Mab - P08138

품목 번호: CM0005455



소개

인간 CD271/NGFR (p75NTR)에 특이적인 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 측정 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 신경영양인자 신호 전달, 세포 생존 및 신경 분화 연구를 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD271/NGFR mAb
비고/별칭	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
반응 종	인간
유전자 ID	4804
면역원	인간 CD271/NGFR (NP_002498.1)의 아미노산 29-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P08138
단백질 분자량	35kDa/45kDa
배송 방식	아이스 팩