


Rabbit Anti-Human Cd273/Pd-L2 Mab For Flow Cytometry - Q9Bq51

품목 번호: CM0011814



소개

인간 PD-L2/CD273을 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포분석에 대해 검증되었습니다. 암 및 자가면역 연구에서 면역 관문 조절과 T세포 억제를 연구하는 데 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	설명
제품명	Rabbit anti-Human CD273/PD-L2 mAb
비고/별칭	B7DC; Btdc; PDL2; CD273; PD-L2; PDCD1L2; bA574F11.2; PDCD1LG2
종	인간
유전자 ID (인간)	80380
유전자 ID	80380
면역원	인간 CD273/PD-L2(NP_079515.2)의 아미노산 20-219에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q9BQ51
단백질 중량	21kDa/31kDa
배송	아이스팩