

Rabbit Anti-Human Cd273/Pd-L2 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q9Bq51

품목 번호: CM0008144



소개

유세포 분석용으로 설계된 인간 CD273/PD-L2에 특이적인 접합 토끼 단일클론 항체. 면역 관문 경로 및 T세포 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD273/PD-L2 mAb
비고/별칭	B7DC; Btdc; PDL2; CD273; PD-L2; PDCD1L2; bA574F11.2; PDCD1LG2
종(Species)	Human
유전자 ID	80380
면역원	인간 CD273/PD-L2 (NP_079515.2)의 아미노산 20-219에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	Human
SWISS	Q9BQ51
단백질 분자량	21kDa/31kDa
배송	아이스 팩