


Rabbit Anti-Human Cd28 단일클론항체 (유세포분석용) - P10747

품목 번호: CM0012036



소개

로 접합된, 인간 CD28 (Tp44)에 대한 토끼 단일클론항체로 유세포분석용으로 설계되었습니다. 이 항체는 T-세포 특이적 표면 당단백질 CD28을 표적하여 T-세포 활성화, 증식 및 면역 조절 연구를 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD28 mAb
비고/별칭	Tp44
종	인간
GeneID (인간)	940
GeneID	940
면역원	인간 CD28 플라스 재조합 단백질 (P10747)
원천	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	유세포분석 (FC)
교차 반응성	인간
SWISS	P10747
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백