


유세포 분석 및 T 세포 자극용 토끼 항-인간 CD28 단일클론 항체 - P10747

품목 번호: CM0010975



소개

T 세포 공동 자극 수용체인 인간 CD28 (Tp44)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석 및 시험관 내 T 세포 자극/활성화에 적합합니다. 면역학 및 면역종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD28 단일클론 항체
비고/별칭	Tp44
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	940
GeneID	940
면역원(Immunogen)	인간 CD28 재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC, 시험관 내 T 세포 자극/활성화
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P10747
단백질 분자량	25kDa
배송(Shipping)	아이스백