

Rabbit Anti-Human Cd28 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P10747

품목 번호: CM0005036



소개

유세포 분석(Flow Cytometry)에 검증된 고품질의 접합 토끼 항-인간 CD28 단일클론 항체 (클론 Tp44). T세포 활성화 및 면역 체크포인트 연구에 이상적입니다. Swiss-Prot: P10747.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD28 mAb
비고/별칭	Tp44
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	940
GeneID	940
면역원(Immunogen)	Recombinant protein of human CD28 Full length (P10747)
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
애플리케이션(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P10747
단백질 분자량	25kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)