

Rabbit Anti-Human Cd298/Atp1B3 Mab For Fc - P54709

품목 번호: CM0009067



소개

유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증된 컨쥬게이션 토끼 단일클론 항체(Human CD298/ATP1B3 대상). 나트륨/칼륨 수송 ATPase 베타-3 서브유닛을 표적하며, IVD(체외진단) 응용 분야의 세포 표면 염색에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD298/ATP1B3 mAb
비고/별칭	CD298; ATPB-3
종(Species)	Human (사람)
GeneID (human)	483
GeneID	483
면역원(Immunogen)	Human CD298/ATP1B3 (NP_001670.1)의 아미노산 66-279에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Applications)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (사람)
SWISS	P54709
단백질 분자량	32kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)