

Rabbit Anti-Human Cd298/Atp1B3 Monoclonal Antibody For Fc - P54709

품목 번호: CM0008996



소개

접합 토끼 단일클론 항체는 나트륨/칼륨 수송 ATPase의 비촉매 베타-3 소단위인 인간 CD298/ATP1B3를 특이적으로 인식합니다. 재조합 면역원을 사용하며 인간 샘플에서 검증된 교차 반응성을 가지므로 유세포 분석(FC)에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD298/ATP1B3 mAb
비고/별칭	CD298; ATPB-3
종(Species)	Human
유전자 ID (Human)	483
유전자 ID	483
면역원(Immunogen)	인간 CD298/ATP1B3 (NP_001670.1)의 아미노산 66-279에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성	Human
SWISS	P54709
단백질 분자량	32kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)