


Rabbit Anti-Human Cd30 단일클론항체 - 유세포분석용 - P28908

품목 번호: CM0010436



소개

로 접합된, 사람 CD30 (Ki-1)을 표적하는 토끼 단일클론항체로 유세포분석에 사용됩니다. 림프구 활성화에 관여하는 50-63kDa TNFR 슈퍼패밀리 구성원을 인식합니다. 사람에게 대한 교차반응성이 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD30 mAb
비고/별칭	CD30; Ki-1; DIS166E
종	사람
GeneID (사람)	943
GeneID	943
면역원	사람 CD30 (NP_001234.3)의 아미노산 19-379에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용	유세포분석(FC)
교차반응성	사람
SWISS	P28908
단백질 분자량	14kDa/50kDa/63kDa
배송	아이스백