


유세포 분석용 Rabbit Anti-Human Cd30 단일클론항체 - P28908

품목 번호: CM0009893



소개

인간 CD30 (TNFRSF8, Ki-1)을 표적하는 로 접합된 토끼 단일클론항체. 세포외 도메인(aa 19-379)을 인식합니다. CD30+ 세포의 유세포 분석 검출용. 반응성: 인간.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD30 mAb
비고/별칭	CD30; Ki-1; D1S166E
종	인간
유전자 ID (인간)	943
유전자 ID	943
면역원	재조합 단백질: 인간 CD30 (NP_001234.3)의 아미노산 19-379에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P28908
단백질 분자량	14kDa/50kDa/63kDa
배송	아이스백