


유세포 분석용 Rabbit Anti-Human Cd300A 단일클론항체 - Q9Ugn4

품목 번호: CM0008107



소개

인간 CD300a (CMRF35H, IRp60)를 표적하는 로 접합된 토끼 단일클론항체로, 유세포 분석법에 대해 검증되었습니다. NK 세포, T 세포, 비만 세포의 억제성 수용체를 검출합니다. UniProt: Q9UGN4.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD300a mAb
비고/별칭	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
종	인간
유전자 ID (인간)	11314
유전자 ID	11314
면역원	인간 CD300a의 아미노산 18-178에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_009192.2)
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UGN4
단백질 분자량	33kDa/20kDa/12kDa/16.5kDa
배송	아이스백