


Rabbit Anti-Human Cd300A/C 단일클론항체 - 유세포 분석용 -

Q9Ugn4/Q08708

품목 번호: CM0009989



소개

인간 CD300a/c를 표적으로 하는 접합 토끼
단일클론항체로, 유세포 분석법에 대해 검증되었습니다.
NK 세포, T 세포 및 기타 백혈구의 면역 억제 수용체
연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD300 a/c mAb
비고/별칭	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
종	인간
유전자 ID	11314/10871 (인간)
면역원	인간 CD300a (NP_009192.2)의 아미노산 18-178에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UGN4/Q08708
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백