


Rabbit Anti-Human Cd300C Monoclonal Antibody For If/Icc, Fc - Q08708

품목 번호: CM0011872



소개

면역형광(IF/ICC) 및 유세포 분석(FC)에 대해 검증된 접합 토끼 항-인간 CD300c 단일클론 항체입니다. 단구, 호중구 및 림프구 아군에서 발현되는 세포막 면역 수용체인 CD300c를 검출합니다. 인간 샘플용입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD300c mAb
비고/별칭	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1
종	Human
GeneID (Human)	10871
GeneID	10871
면역원	인간 CD300C (NP_006669.1)의 아미노산 21-183에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
애플리케이션	IF/ICC, FC
교차 반응성	Human
SWISS	Q08708
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백