


토끼 항-인간 CD300C 단일클론 항체 (If/Icc, Fc용) - Q08708

품목 번호: CM0006062



소개

인간 CD300c(CMRF35-like molecule 6)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 이 결합되어 있습니다. IF/ICC 및 FC에 적합합니다. 표적 분자량: 25 kDa. 인간 샘플과 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD300c mAb
비고/별칭	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1
종	인간
유전자 ID (인간)	10871
면역원	인간 CD300C(NP_006669.1)의 아미노산 21-183에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q08708
단백질 무게	25kDa
배송	아이스팩