


Rabbit Anti-Human Cd300C 단일클론항체 (If/Icc, Fc 용) - Q08708

품목 번호: CM0004932



소개

인간 CD300c (CMRF35-like molecule 6)에 대한 접합 토끼 단일클론항체. 면역형광(IF/ICC) 및 유세포분석(FC)에 검증됨. 인간과 반응. 면역세포 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD300c mAb
비고/별칭	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1
종	인간
유전자 ID (인간)	10871
면역원	인간 CD300C (NP_006669.1)의 아미노산 21-183 서열에 해당하는 재조합 용합 단백질.
원천	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q08708
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백